

1035 SANI GEL MED



SANITEC
SKIN LABORATORIES

POPIS	Dezinfekční prostředek na ruce, s obsahem alkoholu, bezoplachový
CHARAKTERISTIKA	Hydroalkoholický dezinfekční prostředek pro antisepsi pokožky. Odstraňuje 99,9 % bakterií, hub a virů v průběhu 60 sekund. Obsahuje hydratační činidla. Může se používat v jakémkoli prostředí: sanitárním, institucionálním, průmyslovém i domácím.
ZPŮSOB POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ	Přípravek dávkuje na dlaň ruky, v množství vhodném pro roztírání po dobu nejméně 60 sekund, a přitom jej distribuujte na všechny části ruky. Přípravek se používá bez vody a nesmí být oplachován.
VLASTNOSTI	Vzhled: bezbarvý čirý gel pH: 6,8 +/- 0,5 Specifická hmotnost [g/ml]: 0,865 +/- 0,020 100g výrobku obsahuje: Etanol: 68,7 g. Formulační přísady, zvláčňující složky a voda v potřebném množství do 100 g. Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.
PŘÍDAVNÉ INFORMACE	Dermatologicky testováno. Test mikrobiologické aktivity: EN 1500 - „Baktericidní aktivita při drnutí rukou“, EN 13624 - „Fungicidní aktivita v lékařském prostředí“, EN 13727 - „Baktericidní aktivita v lékařském prostředí“, EN 14476 - „Virucidní aktivita
KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU	VAROVÁNÍ: Pro vnější použití. Při styku s očima vypláchněte velkým množstvím vody. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Hořlavý. Udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů hoření
OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ	Uchovávejte jej v původních obalech. Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si přečtěte bezpečnostní list.
CERTIFIKACE / SHODA	Přípravek neobsahuje povrchově aktivní látky.
CHEMICKÉ SLOŽENÍ	Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1035	EAN	8054633839423		
	Pcs x Box	6	Volume L	0,6	Fl. Oz.	20,29
	Box x Layer	20	Peso Kg	0,519	Oz.	18,31
	Box x Pit	140				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: ERR-520

REV ERR-520/###