

ES


# 1511 SANIMED



## SANITEC

IGIENE SICURA

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Desinfectante concentrado para superficies
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<p>Detergente desinfectante concentrado, ejerce una acción fungicida, bactericida y viricida, siendo activo contra las bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, mohos y virus, tanto con envoltura como sin envoltura, presentes en los entornos domésticos y profesionales.</p> <p>Es indicado especialmente para desinfectar superficies y equipos del sector agroalimentario, hotelero y de la restauración. También es adecuado para ser utilizado en sitios muy frecuentados, como por ejemplo baños de lugares públicos, consultorios y hospitales. Elimina el 99,9 % de bacterias, hongos y virus.</p>
<b>MODO DE USO Y DOSIFICACIÓN</b>	<p>Diluir SANIMED® en agua y nebulizar o extender con una esponja o mopa. Para los utensilios pequeños, sumergir el material que se deba desinfectar. En caso de desinfección de superficies que puedan entrar en contacto directo con alimentos, aclarar con agua potable. Para una acción viricida, aplicar el producto sobre la superficie previamente limpiada en una solución al 5 %, equivalente a 250 ml cada 5 litros de agua. <b>DISOLUCIÓN DE USO:</b> Para la limpieza normal, diluir SANIMED® al 0,5 %, equivalente a 25 ml cada 5 litros de agua. Para la desinfección, diluir SANIMED® al 1,5 %, equivalente a 75 ml cada 5 litros de agua y dejar actuar durante al menos 5 minutos para la actividad bactericida, o al menos 15 minutos para la actividad fungicida y viricida.</p>
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<p>Aspecto: Líquido Transparente Verde          pH: 10.5 +/- 0.5          Peso específico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020          100 g de producto contienen: Cloruro de alquildimetilbencilamonio puro 10 g, Coformulantes(*), colorantes y agua c.s.p. 100 g.</p> <p>Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.</p>
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	<p>Ensayos microbiológicos: EN 1276 «Actividad bactericida con sustancias interferentes», EN 1650 «Actividad fungicida con sustancias interferentes», EN 13697 «Actividad bactericida/fungicida ensayo en superficie», EN 14476 «Actividad viricida ensayo de suspensión», EN 16777 «Actividad viricida ensayo de superficie».</p>
<b>COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO</b>	<p>Siguiendo el modo de uso recomendado, se puede utilizar para todos los materiales que se encuentran comúnmente en cocinas o utilizados para la fabricación de los diferentes utensilios. En caso de duda, probar la compatibilidad con los materiales en una pequeña parte oculta antes del uso.</p>
<b>PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO</b>	<p>El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar la hoja de datos de seguridad.</p>
<b>CERTIFICACIONES / CONFORMIDAD</b>	<p>Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones.</p>
<b>COMPOSICIÓN QUÍMICA</b>	<p>Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de seguridad.</p>



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1511	EAN	8032680391248		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5	Oz.	176,37
	Box x Pit	72				

[WWW.SANITECITALIA.COM](http://WWW.SANITECITALIA.COM)

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV 0/2021