


# 1511 SANIMED

## SANITEC®

igiene sicura



<b>DESCRIZIONE</b>	Desinfetante concentrado para superficies
<b>CARACTERISTICAS</b>	<p>Detergente desinfetante concentrado, com ação fungicida, bactericida e virucida, ativo contra as bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos, bolores e vírus, encapsulados e não encapsulados, existentes nos ambientes domésticos e profissionais.</p> <p>É um produto especialmente indicado para desinfetar superficies e equipamentos dos setores agroalimentar, hoteleiro e da restauração. Também é indicado para ambientes muito frequentados, como casas de banho de locais públicos, consultórios e ambientes hospitalares.</p> <p>Elimina 99,9% das bactérias, fungos e vírus.</p>
<b>MODO DE EMPREGO E DOSAGEM</b>	<p>Diluir SANIMED® em água e nebulizar ou aplicar com um esponja ou com esfregona. Para utensílios pequenos, mergulhar o material a desinfetar. Na desinfecção de superficies que possam entrar em contacto direto com alimentos, ter o cuidado de enxaguar com água potável. Para a ação virucida, aplicar uma solução do produto a 5% na superfície depois de lavada, correspondente a 250 ml por cada 5 litros de água. DILUIÇÕES PARA USO: Para limpeza normal, diluir SANIMED® a 0,5%, correspondente a 25 ml por cada 5 litros de água. Para desinfecção, diluir SANIMED® a 1,5%, correspondente a 75 ml por cada 5 litros de água e deixar atuar durante, pelo menos, 5 minutos para atividade bactericida ou um mínimo de 15 minutos para atividades fungicida e virucida.</p>
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<p>Aspetto: Líquido transparente verde          pH: 10,5 +/- 0,5          Peso específico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020          100 g de produto contém: Cloreto de alquilo-dimetilbenzilamónio puro - 10 g; coformulantes(*), corantes e água q.b. para 100 g.</p> <p>Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma especificação.</p>
<b>INFORMACIONES ADICIONAIS</b>	<p>Testes de atividade microbiológica: EN1276 "Atividade bactericida com substâncias interferentes", EN1650 "Atividade fungicida com substâncias interferentes", EN13697 "Atividade bactericida/fungicida teste de superficie", EN14476 "Atividade virucida teste em suspensão", EN16777 "Atividade virucida teste de superficie".</p>
<b>COMPATIBILIDADE DO PRODUTO</b>	<p>Respeitando os modos de emprego recomendados, pode ser utilizado em todos os materiais normalmente encontrados nas cozinhas/utilizados no fabrico dos vários utensílios. Em caso de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e escondida, antes de usar.</p>
<b>PRECAUCOES DE UTILIZACAO E ARMAZENAMENTO</b>	<p>O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.</p>
<b>CERTIFICACIONES / CONFORMIDADE</b>	<p>Os tensoativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações.</p>
<b>COMPOSICAO QUIMICA</b>	<p>Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.</p>

PROFESSIONAL  
ACADEMY



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1511	EAN	8032680391248		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5	Oz.	176,37
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 0/2021