

1511 **SANIMED**



DESCRIÇÃO

Desinfetante concentrado para superfícies

CARACTERÍSTICAS

Detergente desinfetante concentrado, com ação fungicida, bactericida e virucida, ativo contra as bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos, bolores e vírus, encapsulados e não encapsulados, existentes nos ambientes domésticos e profissionais. É um produto especialmente indicado para desinfetar superfícies e equipamentos dos

setores agroalimentar, hoteleiro e da restauração. Também é indicado para ambientes muito frequentados, como casas de banho de locais públicos, consultórios e ambientes

Elimina 99,9% das bactérias, fungos e vírus.



MODO DE EMPREGO E DOSAGEM

Diluir SANIMED® em água e nebulizar ou aplicar com um esponja ou com esfregona. Para utensílios pequenos, mergulhar o material a desinfetar. Na desinfeção de superfícies que possam entrar em contacto direto com alimentos, ter o cuidado de enxaguar com água potável. Para a ação virucida, aplicar uma solução do produto a 5% na superfície depois de lavada, correspondente a 250 ml por cada 5 litros de água. DILUIÇÕES PARA USO: Para limpeza normal, diluir SANIMED® a 0,5%, correspondente a 25 ml por cada 5 litros de água. Para desinfeção, diluir SANIMED® a 1,5%, correspondente a 75 ml por cada 5 litros de água e deixar atuar durante, pelo menos, 5 minutos para atividade bactericida ou um mínimo de 15 minutos para etividades funcicidas e virucidas. de 15 minutos para atividades fungicida e virucida.

ESPECIFICAÇÕES

Aspeto: Líquido transparente verde pH: 10,5 +/- 0,5

Peso específico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 100 g de produto contêm: Cloreto de alquilo-dimetilbenzilamónio puro - 10 g;

coformulantes(*), corantes e água q.b. para 100 g.

Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma

especificação.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Testes de atividade microbiológica: EN1276 "Atividade bactericida com substâncias interferentes", EN1650 "Atividade fungicida com substâncias interferentes", EN13697 "Atividade bactericida/fungicida teste de superfície", EN14476 "Atividade virucida teste em suspensão", EN16777 "Atividade virucida teste de superfície".

COMPATIBILIDADE DO PRODUTO

Respeitando os modos de emprego recomendados, pode ser utilizado em todos os materiais normalmente encontrados nas cozinhas/utilizados no fabrico dos vários utensílios. Em caso de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e escondida, antes de usar.

PRECAUCÕES DE UTILIZAÇÃO E **ARMAZENAMENTO** O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.

CERTIFICAÇÕES / CONFORMIDADE

Os tensioativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.









PROFESSIONAL



Discover further informations on your smartphone.







