

1705 HC3 CRYSTAL



SANITEC
IGIENE SICURA

KIRJELDUS	Klaasi- ja mitmeotstarbeline puhastuskontsentraat
OMADUSED	Puhastab sügavalt, aurustub kiiresti ja jälgi jätmata Jätab hõljuma Dosy tootesarja toodete meeldivalt ühtlase lõhna Ühest kontsentradiitritist saad 50 pudelit, mis sisaldavad 500 ml kasutusvalmis toodet. CAM-standardile vastava toote keskkonnamõju on vähene, pakendis on vähem plastmassi, toote kasutuskulud on väiksemad ja selle ladustamiseks on vaja vähem ruumi. Kasutamiskontsentratsioonil tootel pole CLP-määruse järgi ohutunnust.
KASUTAMINE JA DOSEERIMINE	Lahjendage toodet asjakohases pudelis. Kandke toode otse puhastatavale pinnale, laske paar minutit mõjuda ja hõõruge seejärel puhta lapiga kuni täieliku kuivamiseni KOGUS: 20 ml (üks doos dosaatori või mõõtekorgiga) 500 ml vees.
SPETSIFIKATSIOONID	Välimus: Läbipaistev roheline vedelik pH: 10,5 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 0,980 +/- 0,020 Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.
TOOTE ÜHILDUVUS	Kui teil on kahtlusi, proovige enne kasutamist materjali sobivust väikesel varjatud alal.
KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID	Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältida ekstreemseid temperatuure. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate ohutuskaardilt.
SERTIFIKAADID/VASTAVUS	Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt Euroopa direktiivis 648/2004/EÜ ja selle hilisemates muudatustes määratletud kriteeriumitele.
KEEMILINE KOOSTIS	Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1705	EAN	8054633835289		
	Pcs x Box	6	Volume L	1	Fl. Oz.	33,81
	Box x Layer	15	Peso Kg	0,98	Oz.	34,57
	Box x Pit	90				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021