



1804-S SANI ACTIVE



SANITEC
IGIENE SICURA

DESCRIZIONE	Desengordurante desinfetante Universal, pronto a usar
CARATTERISTICAS	SANI ACTIVE – Desengordurante bactericida universal, pronto a usar. A sua composição foi concebida para desinfetar e desengordurar todas as superfícies em profundidade, mesmo no caso de sujo entranhado. SANI ACTIVE – desengordura e remove os germes e bactérias de todas as superfícies de cozinha, casa de banho, escritórios, ambientes públicos, automóveis e caixotes de lixo. Também recomendado para o setor agroalimentar e sanitário, em superfícies de contacto com géneros alimentares e para superfícies em contacto com crianças e pessoas idosas. Ideal sempre que for necessário limpeza e desinfeção conjuntas, numa única operação.
MODO DE EMPREGO E DOSAGEM	MODO DE EMPREGO Para limpeza normal, pulverizar diretamente o produto sobre a superfície que se deseja limpar e secar com um pano seco. Para desinfeção, pulverizar e deixar atuar, durante pelo menos 15 minutos e secar a seguir, com um pano ou com papel ou enxaguar.
ESPECIFICAZOES	Aspetto: Líquido transparente incolor pH: 11,0 +/- 0,5 Peso específico [g/ml]: 1,010 +/- 0,020 100 g de produto contêm: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3 diamina pura 0,32 g, coformulantes e água q.b. para 100 g. Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma especificação.
INFORMAZOES ADICIONAIS	Testes de atividade microbiológica: EN1276 “Atividade bactericida com substâncias interferentes”, EN1650 “Atividade fermenticida com substâncias interferentes” EN13697 “Atividade bactericida/fermenticida teste de superfície”.
COMPATIBILIDADE DO PRODUTO	Respeitando os modos de emprego recomendados, pode ser utilizado em todos os materiais normalmente encontrados nas cozinhas/utilizados no fabrico dos vários utensílios. Em caso de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e escondida, antes de usar.
PRECAUZOES DE UTILIZAZOES E ARMAZENAMENTO	O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.
CERTIFICAZOES / CONFORMIDADE	Os tensoativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações. Produto registado como Produto médico-cirúrgico - Número de registo 20440.
COMPOSIZAO QUIMICA	Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1804-S	EAN	8054633834602		
	Pcs x Box	6	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	21	Peso Kg	0,76	Oz.	26,72
	Box x Pit	105				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021