



1804-S SANI ACTIVE



SANITEC
IGIENE SICURA

PËRSHKRIMI	Pastrues kundër yndyrës Universal, i gatshëm për përdorim
KARAKTERISTIKAT	SANI ACTIVE – Pastrues kundër yndyrës baktermybtës universal, i gatshëm për përdorim. Formulimi i tij është studiuar për të dezinfektuar dhe pastruar yndyrën në thellësi, edhe në prani të papastërtisë së vështirë, mbi të gjitha sipërfaqet. SANI ACTIVE – pastron nga yndyra dhe heq bakteret nga të gjitha sipërfaqet e kuzhinës, banja, zyra, ambiente publike, makina dhe kosha për mbledhjen e mbeturinave. Këshillohet edhe për sektorin agro-ushqimor dhe shëndetësor, mbi sipërfaqe që janë në kontakt me ushqimet dhe për ato që janë në kontakt me persona të moshuar dhe fëmijë. Ideal në të gjitha rastet në të cilat nevojitet pastërtia dhe dezinfektimi në një veprim të vetëm.
MËNYRA E PËRDORIMIT DHE DOZIMI	MËNYRA E PËRDORIMIT Për pastrim normal, spërkatni solucionin drejt e mbi sipërfaqet që duhen trajtuar dhe më pas thajeni me një leckë ose me letër. Për dezinfektim spërkateni produktin dhe lëreni të veprojë për të paktën 15 minuta, më pas thajeni me një leckë ose me letër ose shpëlajeni.
SPECIFIKAT	Pamja: Lëng i tejdukshëm pa ngjyrë pH: 11,0 +/- 0,5 Pesha specifike [g/ml]: 1,010 +/- 0,020 100 g produkt përmban: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3 diaminë e pastër g 0,32, bashkëformulues dhe ujë sa mjafton për g 100.
INFORMACIONE SHITESË	Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim. Test i aktivitetit mikrobiologjik: EN1276 "Aktiviteti baktervrasës me lëndë ndërhyrëse", EN1650 "Aktiviteti kërpudhëvrasës me lëndë ndërhyrëse", EN13697 "Prova sipërfaqësore e aktivitetit baktervrasës/mykvasës".
PËRPUTHSHMËRIA ME PRODUKTIN	Duke ndjekur metodat e rekomanduara të përdorimit, mund të përdoret në të gjitha materialet që gjenden zakonisht në kuzhina/që përdoren për prodhimin e mjeteve të ndryshme. Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të fshehtë përpara përdorimit.
KUJDESI GJATË PËRDORIMIT DHE RUAJTJES	Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.
CERTIFIKIMET/ PËRPUTHSHMËRIA	Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese. Produkti i regjistruar si Njësi Kirurgjikale Mjekësore - Nr. Regjistrimi 20440.
PËRBËRJA KIMIKE	Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1804-S	EAN	8054633834602		
	Pcs x Box	6	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	21	Peso Kg	0,76	Oz.	26,72
	Box x Pit	105				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021