

1814 X1 OXY REMOVER



SANITEC
IGIENE SICURA

DESCRIÇÃO	Pré-tratamento para nódoas oxidáveis, à base de oxigénio ativo
CARACTERÍSTICAS	Altamente eficaz em nódoas oxidáveis, como chá, café, vinho, sangue, fruta, relva, gelado, tomate, bolor, etc. Diminui a percentagem de eliminação e ajuda a prolongar a duração da roupa, evitando lavagens consecutivas contínuas Seguro em roupa branca e de cor
MODO DE EMPREGO E DOSAGEM	O produto está pronto a usar. Aplicar o produto diretamente na nódoa e deixar atuar de 5 a um máximo de 15 minutos. Se for necessário, utilizar uma escova para esfregar o produto sobre a nódoa. Molhar a nódoa com água fria e introduzir a peça na máquina de lavar roupa, utilizando o programa de lavagem habitualmente usado para o tipo de tecido pré-tratado.
ESPECIFICAÇÕES	Aspeto: Líquido transparente incolor pH: 4,0 +/- 0,5 Peso específico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020 Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma especificação.
COMPATIBILIDADE DO PRODUTO	Em caso de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e escondida, antes de usar.
PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO	O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas e exposição à luz solar. Para mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.
CERTIFICAÇÕES / CONFORMIDADE	Os tensoativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA	Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1814	EAN	8054633830604		
	Pcs x Box	6	Volume L	0,5	Fl. Oz.	16,91
	Box x Layer	26	Peso Kg	0,515	Oz.	18,17
	Box x Pit	130				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021