



SQ

1822-S MULTI ACTIV



SANITEC
IGIENE SICURA

PËRSHKRIMI	Dezinftues i gatshëm për përdorim për sipërfaqe
KARAKTERISTIKAT	<p>Pastrues yndyrash me alkool dezinfektues për shumëllojshmëri përdorimi, i gatshëm për përdorim.</p> <p>Formulimi i tij me princip aktiv antibakterial garanton heqjen e baktereve gram pozitivë, gram negativë, kërpudhave, mykut, viruseve, të kapsuluara ose jo, nga sipërfaqet e lëmuara, duke eliminuar njëkohësisht erën e keqe.</p> <p>I dobishëm për dezinfektimin e kuzhinave, banjave dhe të të gjitha sipërfaqeve në kontakt me ushqimet.</p> <p>Eliminon 99,9% të baktereve, kërpudhave dhe viruseve</p>
MËNYRA E PËRDORIMIT DHE DOZIMI	Për pastrim normal, spërkateni drejt mbi sipërfaqen që duhet trajtuar dhe më pas thajeni me një leckë ose me letër. Për dezinfektim lëroni të veprojë për të paktën 5 minuta për të përfutur një aktivitet baktervrasës ose për të paktën 15 minuta për të përf
SPECIFIKAT	<p>Pamja: Lëng i tejdukshëm Blu</p> <p>pH: 11,0 +/- 0,5</p> <p>Pesha specifike [g/ml]: 0,980 +/- 0,020</p> <p>100 g produkt përmban: Alkil dimetilbenzilamoni klorur i pastër g 0,4; Bashkëformulues(*), ngjyruar dhe ujë sa mjafton për g 100.</p> <p>Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.</p>
INFORMACIONE SHITESË	Test i aktivitetit mikrobiologjik: EN1276 "Aktivitet baktervrasës me lëndë ndërrhyrëse", EN1650 "Aktivitet kërpudhëvrasës me lëndë ndërrhyrëse", EN13697 "Aktivitet baktervrasës/kërpudhëvrasës provë sipërfaqësore", EN14476 "Aktivitet virusvrasës provë me
PËRPUTHSHMËRIA ME PRODUKTIN	Duke ndjekur metodat e rekomanduara të përdorimit, mund të përdoret në të gjitha materialet që gjenden zakonisht në kuzhina/që përdoren për prodhimin e mjeteve të ndryshme. Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të v
KUJDESI GJATË PËRDORIMIT DHE RUAJTJES	Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.
CERTIFIKIMET/ PËRPUTHSHMËRIA	Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kriterëve të përcaktuara nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.
PËRBËRJA KIMIKE	Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1822-S	EAN	8032680392009		
	Pcs x Box	6	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	21	Peso Kg	0,74	Oz.	25,93
	Box x Pit	105				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

ITALCHIMICA SRL - RIVIERA DEI MAESTRI DEL LAVORO, 10 - 35127 PADOVA (PD) - ITALY / PHONE +39 049 8792456 - FAX +39 049 8791424 - INFO@ITALCHIMICA.IT - WWW.ITALCHIMICA.IT