


# 2049HC QUANTUM OXYGEN



<b>APRAŠYMAS</b>	Koncentruota balinimo priemonė aktyvaus deguonies pagrindu, skirta audiniams
<b>APIBŪDINIMAS</b>	Ypač aktyvi naudojant kaip dėmių šalinimo priemonę net spalvotiems audiniams Tinka naudoti visų tipų audiniams Tinka naudoti ir > 60 °C temperatūroje Optimizuotas naudoti kartu su „Quantum“ sistemos produktais
<b>NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS</b>	Skirta naudoti tik automatinėse „L-Brain Connect“ dozavimo sistemose. Turi būti naudojamas per išankstinį skalavimą arba skalbiant. Rekomenduojamas dozavimas: 2–7 ml/kg sausų skalbinių. Rekomenduojant dozę remtasi produkto naudojimu geriausiomis sąlygomis. Reguluojant dozavimus remkitės „Sanitec Service“ technine pagalba.
<b>YPATUMAI</b>	Išvaizda: skaidrus, bespalvis skystis pH: 2,5 +/- 0,5 Santykinis svoris [g/ml]: 1,130 +/- 0,020  Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus atvejo savybių.
<b>PRODUKTO SUDERINAMUMAS</b>	Nenaudokite nailonui. Optimalus pH balinimui yra 9,0–10,5, kai pH yra 11,0–11,5 gaunami geri rezultatai ir esant 60 °C temperatūrai
<b>ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT IR SANDĖLIUOJANT</b>	Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikymo ribinėse temperatūrose ir tiesioginių saulės spindulių. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite saugos duomenų lape.
<b>SERTIFIKATAI / ATITIKTIS</b>	Produkto sudėtyje nėra paviršiuje aktyviųjų medžiagų
<b>CHEMINĖ SUDĖTIS</b>	Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2049HC	EAN	8054633835777		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507,21
	Box x Layer	13	Peso Kg	16,95	Oz.	597,89
	Box x Pit	52				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021