


2049HC QUANTUM OXYGEN



APRAKSTS	Koncentrēts audumu balinātājs uz aktīvā skābekļa bāzes
RAKSTURLIELUMI	<p>Ļoti efektīvs traupu tīrīšanas līdzeklis, piemērots arī krāsainai vielai</p> <p>Var izmantot visa veida audumiem</p> <p>Var izmantot pat temperatūrā virs 60 °C</p> <p>Optimizēts lietošanai ar Quantum sistēmas produktiem</p>
LIETOŠANA UN DOZĒŠANA	Paredzēts izmantošanai tikai ar automatiskajām dozēšanas sistēmām L-Brain Connect. Jāizmanto priekšmazgāšanas vai mazgāšanas laikā. Ieteicamā deva: 2-7 ml/kg sausas veļas. Ieteicamā deva attiecas uz līdzekļa izmantošanu optimālos apstākļos. Par devas pielāgošanu konsultējieties ar Sanitec Service tehniskā atbalsta dienestu.
RAKSTURLIELUMI	<p>Izskats: caurspīdīgs bezkrāsains šķidrums</p> <p>pH: 2,5 +/- 0,5</p> <p>Īpatsvars [g/ml]: 1,130 +/- 0,020</p> <p>Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.</p>
LĪDZEKĻA SADERĪBA	Nelietot neilona veļai. Optimālais balināšanas pH ir 9,0-10,5, pie pH 11,0-11,5 labi rezultāti tiek sasniegti pat 60 °C temperatūrā
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI LIETOŠANAS UN UZGLABĀŠANAS LAIKĀ	Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. Izvairieties no ekstremālām temperatūrām un saules staru iedarbības. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju skatiet drošības datu lapā.
SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA	Produkts nesatur virsmaktīvās vielas
ĶĪMISKAIS SASTĀVS	Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2049HC	EAN	8054633835777		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507,21
	Box x Layer	13	Peso Kg	16,95	Oz.	597,89
	Box x Pit	52				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021