

2050HC QUANTUM OXYGEN



SANITEC
IGIENE SICURA

ОПИСАНИЕ	Концентрирана белина за тъкани на основата на активен кислород
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Много ефикасна за отстраняване на петна, включително за цветни тъкани Може да се използва върху всякакви видове тъкани Може да се използва и при температура > от 60°C Оптимизирана за използване с продукти от система Quantum
НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИРОВКА	Да се използва единствено със системи за автоматично дозиране L-Brain Connect. Използва се по време на етапа на предпране или пране. Препоръчителна дозировка: 2-7 мл/кг сухо пране. Препоръчителната дозировка е базирана на употреба на продукта при оптимални условия. Относно регулирането на дозировката се свържете с отдела за техническа помощ Sanitec Service.
СПЕЦИФИКАЦИИ	Външен вид: безцветна прозрачна течност pH: 2,5 +/- 0,5 Специфично тегло [г/мл]: 1,130 +/- 0,020 Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не спецификация на конкретния препарат.
СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОДУКТА	Да не се използва върху дрехи от найлон. Оптималният pH индекс за избелването е 9,0 -10,5, при pH 11,0-11,5 се постигат добри резултати и при температури от 60 °C
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ	Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури и излагане на слънчева светлина. За повече информация относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за безопасност.
СЕРТИФИКАТИ / СЪОТВЕТСТВИЕ	Продуктът не съдържа повърхностно активни вещества
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ	За повече информация относно съставките на продукта направете справка в информационния лист за безопасност.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2050HC	EAN	8032680390173		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5,65	Oz.	199,30
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021