

# 2050HC QUANTUM OXYGEN



**SANITEC**  
IGIENE SICURA

<b>KIRJELDUS</b>	Aktiivhapprikupõhine kontsentreeritud pleegitusvahend kangastele
<b>OMADUSED</b>	Väga tõhus plekieemaldaja ka värvilisele pesule Saab kasutada igat tüüpi kangastega Kasutatav ka temperatuuril >60 °C Optimeeritud kasutamiseks Quantum süsteemi toodetega
<b>KASUTAMINE JA DOSEERIMINE</b>	Kasutamiseks ainult automaatse doseerimissüsteemiga L-Brain Connect. Seda tuleb kasutada eelpesu- või pesemisfaasis. Soovitav kogus: 2–7 ml 1 kg kuiva pesu kohta. Soovitav doos viitab toote kasutamisele optimaalsetes tingimustes. Dooside reguleerimiseks pöörduge Sanitec Service'i tehnilise toe poole.
<b>SPETSIFIKATSIOONID</b>	Välimus: läbipaistev värvitu vedelik pH: 2,5 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 1,130 +/- 0,020  Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.
<b>TOOTE ÜHILDUVUS</b>	Mitte kasutada nailonrõivastega. Optimaalne pH pleegitamiseks on 9,0–10,5; kui pH-väärtus on 11,0–11,5 saavutatakse head tulemused isegi temperatuuril 60 °C
<b>KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID</b>	Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältige äärmuslikke temperatuure ja päikesevalgust. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate ohutuskaardilt.
<b>SERTIFIKAADID/VASTAVUS</b>	Toode ei sisalda pindaktiivseid aineid
<b>KEEMILINE KOOSTIS</b>	Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.



**PROFESSIONAL  
QUALITY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	2050HC	<b>EAN</b>	8032680390173		
	<b>Pcs x Box</b>	2	<b>Volume L</b>	5	<b>Fl. Oz.</b>	169,07
	<b>Box x Layer</b>	18	<b>Peso Kg</b>	5,65	<b>Oz.</b>	199,30
	<b>Box x Pit</b>	72				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021