

2050HC QUANTUM OXYGEN



SANITEC
IGIENE SICURA

DESCRIPTION	Agent de blanchiment concentré à base d'oxygène actif pour tissus
CARACTÉRISTIQUES	Extrêmement efficace comme détachant, même pour les tissus colorés Utilisable sur tous types de tissus Utilisable même à des températures > 60 °C Optimisé pour une utilisation avec les produits du système Quantum
MODE D'EMPLOI ET DOSAGE	À utiliser exclusivement avec les systèmes de dosage automatique L-Brain Connect. Il doit être utilisé pendant la phase de prélavage ou de lavage. Dosage recommandé : 2-7 ml/kg de linge sec. Le dosage recommandée se réfère à l'utilisation du produit dans des conditions optimales. Consultez le service d'assistance technique Sanitec Service pour le réglage des dosages.
SPÉCIFICATIONS	Aspect : liquide incolore transparent pH : 2,5 +/- 0,5 Poids spécifique [g/ml] : 1,130 +/- 0,020 Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des spécifications.
COMPATIBILITÉ DU PRODUIT	Ne pas utiliser sur les vêtements en nylon Le pH optimal pour le blanchiment est de 9,0 - 10,5, à pH 11,0 - 11,5 on obtient de bons résultats même à des températures de 60 °C
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE	Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les contenants d'origine. Éviter les températures extrêmes et l'exposition à la lumière du soleil. Pour de plus amples informations sur l'utilisation et l'élimination, consultez la fiche de données de sécurité.
CERTIFICATIONS/ CONFORMITÉ	Le produit ne contient pas d'agents de surface
COMPOSITION CHIMIQUE	Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de données de sécurité.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2050HC	EAN	8032680390173		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5,65	Oz.	199,30
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021