

2050HC QUANTUM OXYGEN



SANITEC
IGIENE SICURA

LEÍRÁS	Aktív oxigén-alapú koncentrált textílfehéritő szer
JELLEMZŐK	Nagy hatékonyságú feltöltővíztisztító színes ruhán is Mindenféle típusú textíliához használható > 60°C hőfokon is használható A Quantum rendszer termékeivel való használatra optimalizált
HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS	Kizárólag automatikus L-Brain Connect adagoló rendszerben szabad használni. Az előmosás vagy mosás szakaszában kell alkalmazni. Javasolt adagolás: 2-7 ml/kg száraz fehérmű. A javasolt adagolás optimális körülmények közötti termékfelhasználásra vonatkozik. Az adagolás beállításához kérje ki a Sanitec Service műszaki támogatását.
TULAJDONSÁGOK	Megjelenés: színtelen, átlátszó folyadék pH: 2,5 +/- 0,5 Fajsúly [g/ml]: 1,130 +/- 0,020 A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.
A TERMÉK ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE	Nejlon ruhadarabokhoz ne használja A fehéritéshez optimális pH 9,0 -10,5, de 11,0-11,5 pH-nál jó eredményeket kapunk 60 °C hőmérsékleten is
HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK	A termék kizárólag professzionális használatra készült. Az eredeti tárolóedényben kell tartani. Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet és a napfényt. A felhasználásra és semlegesítésre vonatkozó bővebb információk a biztonsági adatlapon találhatóak.
TANÚSÍTÁSOK / MEGFELELŐSÉG	A termék felületaktív anyagot nem tartalmaz
KÉMIAI ÖSSZETÉTEL	A termék összetevőire vonatkozó bővebb információkat lásd a biztonsági adatlapon.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2050HC	EAN	8032680390173		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5,65	Oz.	199,30
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021