

# 2050HC QUANTUM OXYGEN



<b>DESCRIZIONE</b>	Candeggiante concentrato a base di ossigeno attivo per tessuti
<b>CARATTERISTICHE</b>	Altamente efficace come smacchiante anche per i colorati Utilizzabile su tutti i tipi di tessuto Utilizzabile con temperatura anche > a 60°C Ottimizzato per l'utilizzo con i prodotti del sistema Quantum
<b>MODO D'USO E DOSAGGIO</b>	Da utilizzare esclusivamente con i sistemi di dosaggio automatico L-Brain Connect. Deve essere impiegato durante la fase di prelavaggio o lavaggio. Dosaggio raccomandato: 2-7 ml/kg di biancheria asciutta. Il dosaggio raccomandato si riferisce all'utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Consultare il supporto tecnico Sanitec Service per la regolazione dei dosaggi.
<b>SPECIFICHE</b>	Aspetto: liquido trasparente incolore pH: 2,5 +/- 0,5 Peso specifico [g/ml]: 1,130 +/- 0,020  I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
<b>COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO</b>	Non utilizzare su capi in nylon Il pH ottimale per il candeggiamento è di 9,0 -10,5, a pH 11,0-11,5 si ottengono buoni risultati anche con temperature di 60 °C
<b>PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO</b>	Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme e l'esposizione alla luce del sole. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.
<b>CERTIFICAZIONI / CONFORMITA'</b>	Il prodotto non contiene tensioattivi
<b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b>	Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.



**PROFESSIONAL  
QUALITY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	2050HC	<b>EAN</b>	8032680390173		
	<b>Pcs x Box</b>	2	<b>Volume L</b>	5	<b>Fl. Oz.</b>	169,07
	<b>Box x Layer</b>	18	<b>Peso Kg</b>	5,65	<b>Oz.</b>	199,30
	<b>Box x Pit</b>	72				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021