

# 2050HC QUANTUM OXYGEN



**SANITEC**  
IGIENE SICURA

<b>APRAŠYMAS</b>	Koncentruota balinimo priemonė aktyvaus deguonies pagrindu, skirta audiniams
<b>APIBŪDINIMAS</b>	Ypač aktyvi naudojant kaip dėmių šalinimo priemonę net spalvotiems audiniams Tinka naudoti visų tipų audiniams Tinka naudoti ir > 60 °C temperatūroje Optimizuotas naudoti kartu su „Quantum“ sistemos produktais
<b>NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS</b>	Skirta naudoti tik automatinėse „L-Brain Connect“ dozavimo sistemose. Turi būti naudojamas per išankstinį skalavimą arba skalbiant. Rekomenduojamas dozavimas: 2–7 ml/kg sausų skalbinių. Rekomenduojant dozę remtasi produkto naudojimu geriausiomis sąlygomis. Reguluojant dozavimus remkitės „Sanitec Service“ technine pagalba.
<b>YPATUMAI</b>	Išvaizda: skaidrus, bespalvis skystis pH: 2,5 +/- 0,5 Santykinis svoris [g/ml]: 1,130 +/- 0,020  Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus atvejo savybių.
<b>PRODUKTO SUDERINAMUMAS</b>	Nenaudokite nailonui. Optimalus pH balinimui yra 9,0–10,5, kai pH yra 11,0–11,5 gaunami geri rezultatai ir esant 60 °C temperatūrai
<b>ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT IR SANDĖLIUOJANT</b>	Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikymo ribinėse temperatūrose ir tiesioginių saulės spindulių. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite saugos duomenų lape.
<b>SERTIFIKATAI / ATITIKTIS</b>	Produkto sudėtyje nėra paviršiuje aktyviųjų medžiagų
<b>CHEMINĖ SUDĖTIS</b>	Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.



**PROFESSIONAL  
QUALITY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2050HC	EAN	8032680390173		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5,65	Oz.	199,30
	Box x Pit	72				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021