


# 2050HC QUANTUM OXYGEN



**SANITEC**  
IGIENE SICURA

<b>APRAKSTS</b>	Koncentrēts audumu balinātājs uz aktīvā skābekļa bāzes
<b>RAKSTURLIELUMI</b>	Ļoti efektīvs traupu tīrīšanas līdzeklis, piemērots arī krāsainai vielai Var izmantot visa veida audumiem Var izmantot pat temperatūrā virs 60 °C Optimizēts lietošanai ar Quantum sistēmas produktiem
<b>LIETOŠANA UN DOZĒŠANA</b>	Paredzēts izmantošanai tikai ar automatiskajām dozēšanas sistēmām L-Brain Connect. Jāizmanto priekšmazgāšanas vai mazgāšanas laikā. Ieteicamā deva: 2-7 ml/kg sausas veļas. Ieteicamā deva attiecas uz līdzekļa izmantošanu optimālos apstākļos. Par devas pielāgošanu konsultējieties ar Sanitec Service tehniskā atbalsta dienestu.
<b>RAKSTURLIELUMI</b>	Izskats: caurspīdīgs bezkrāsains šķidrums pH: 2,5 +/- 0,5 Īpatsvars [g/ml]: 1,130 +/- 0,020  Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.
<b>LĪDZEKĻA SADERĪBA</b>	Nelietot neilona veļai. Optimālais balināšanas pH ir 9,0-10,5, pie pH 11,0-11,5 labi rezultāti tiek sasniegti pat 60 °C temperatūrā
<b>PIESARDZĪBAS PASĀKUMI LIETOŠANAS UN UZGLABĀŠANAS LAIKĀ</b>	Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. Izvairieties no ekstremālām temperatūrām un saules staru iedarbības. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju skatiet drošības datu lapā.
<b>SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA</b>	Produkts nesatur virsmaktīvās vielas
<b>ĶĪMISKAIS SASTĀVS</b>	Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.



**PROFESSIONAL  
QUALITY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	2050HC	<b>EAN</b>	8032680390173		
	<b>Pcs x Box</b>	2	<b>Volume L</b>	5	<b>Fl. Oz.</b>	169,07
	<b>Box x Layer</b>	18	<b>Peso Kg</b>	5,65	<b>Oz.</b>	199,30
	<b>Box x Pit</b>	72				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021