

SL

2050HC QUANTUM OXYGEN



SANITEC
IGIENE SICURA

OPIS	Koncentrirano belilo za tkanine na osnovi aktivnega kisika
LASTNOSTI	Zelo učinkovito sredstvo za odstranjevanje madežev tudi z barvnega perila Uporaben za vse vrste tkanin Uporaben tudi pri temperaturah > 60 °C Zasnovan namensko za uporabo z izdelki sistema Quantum
NAČIN UPORABE IN ODMERJANJE	Samo za uporabo s sistemi za samodejno odmerjanje L-Brain Connect. Uporabljati ga je treba med fazo predpranja ali pranja. Priporočeni odmerek: 2–7 ml/kg suhega perila. Priporočeni odmerek se nanaša na uporabo izdelka v optimalnih pogojih. V zvezi s prilagoditvijo doziranja se posvetujte s službo tehnične pomoči Sanitec Service.
SPECIFIKACIJE	Videz: prosojna brezbarvna tekočina pH: 2,5 +/- 0,5 Specifična teža [g/ml]: 1,130 +/- 0,020 Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.
ZDRUŽLJIVOST IZDELKA	Ne uporabljajte za najlonska oblačila. Optimalni pH za beljenje je 9,0–10,5, pri pH 11,0–11,5 pa dobite dobre rezultate tudi pri temperaturi 60 °C
VARNOSTNI UKREPI GLEDE UPORABE IN SKLADIŠČENJA	Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam in sončni svetlobi. Dodatne podatke o uporabi in odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
CERTIFIKATI / SKLADNOST	Izdelek ne vsebuje površinsko aktivnih snovi
KEMIJSKA SESTAVA	Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2050HC	EAN	8032680390173		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5,65	Oz.	199,30
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021