

2050HC QUANTUM OXYGEN



PËRSHKRIMI	Zbardhues i përqendruar me bazë oksigjeni aktiv për pëlthurat
KARAKTERISTIKAT	Efikasitet i lartë kundër njollave, edhe për rrobat me ngjyra Mund të përdoret mbi të gjitha llojet e rrobave Mund të përdoret edhe në temperatura > 60°C Optimizuar për përdorim me produktet e sistemit kuantik
MËNYRA E PËRDORIMIT DHE DOZIMI	Duhet përdorur vetëm me sistemet e dozimit automatik L-Brain Connect. Duhet përdorur gjatë fazës së paralarjes dhe larjes. Dozimi i këshilluar: 2-7 ml/kg rrobash të thata. Doza e rekomanduar i referohet përdorimit të produktit në kushte optimale. Këshillohuni me ndihmën teknike të Shërbimit Sanitec për rregullimin e dozës.
SPECIFIKAT	Pamja: Lëng i tejdukshëm pa ngjyrë pH: 2,5 +/- 0,5 Pesha specifike [g/ml]: 1,130 +/- 0,020 Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.
PËRPUTSHMËRIA ME PRODUKTIN	Mos e përdorni në veshje najloni pH optimal për zbardhjen është 9.0 -10.5, në pH 11.0-11.5 rezultate të mira përfitohen edhe në temperatura 60 ° C
KUJDESI GJATË PËRDORIMIT DHE RUAJTJES	Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. Shmangni temperaturat ekstreme dhe ekspozimin ndaj diellit. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.
CERTIFIKIMET/ PËRPUTSHMËRIA	Produkti nuk përmban tensioaktivë
PËRBËRJA KIMIKE	Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2050HC	EAN	8032680390173		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5,65	Oz.	199,30
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021