


2052HC QUANTUM SURF



SANITEC
IGIENE SICURA

BESCHREIBUNG	Ultrakonzentriertes, flecklösendes Vollwaschmittel mit Tensiden und Enzymen
EIGENSCHAFTEN	Beseitigt effektiv fettigen und enzymatischen Schmutz Garantiert einen optimalen Weißgrad Die Technologie Proactive System schützt die Gewebefasern vor einer Wiederverschmutzung und entfernt Schmutz leichter Optimal auf die Verwendung mit den Produkten des Systems Quantum abgestimmt
GEBRAUCHSANLEITUNG UND DOSIERUNG	Ausschließlich mit den automatischen Dosiersystemen L-Brain Connect zu verwenden. Ausschließlich im Vor- und Hauptwaschgang anwenden. Dosierempfehlung: 1-3 ml/kg Trockenwäsche. Die Dosierempfehlung bezieht sich auf das unter optimalen Bedingungen verwendete Produkt. Wenden Sie sich zur Einstellungen der Dosierungen bitte an den technischen Sanitec Service.
SPEZIFIKATIONEN	Aussehen: trübe beige Flüssigkeit pH: 8,7 +/- 0,5 Spezifisches Gewicht [g/ml]: 1,040 +/- 0,020 Die vorgenannten Daten sind typische Produktionswerte und stellen keine Spezifikation dar.
VERTRÄGLICHKEIT DES PRODUKTS	#
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG UND LAGERUNG	Das Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. In den Originalbehältern aufbewahren. Extreme Temperaturen vermeiden. Weitere Informationen zur Verwendung und Entsorgung finden sich im Sicherheitsdatenblatt.
ZERTIFIZIERUNGEN / KONFORMITÄT	Die enthaltenen Tenside sind nach den in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 und den späteren Änderungen festgelegten Kriterien biologisch abbaubar.
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG	Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen des Produkts finden sich im Sicherheitsdatenblatt.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2052HC	EAN	8032680390111		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5,2	Oz.	183,42
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021