


2052HC QUANTUM SURF



SANITEC
IGIENE SICURA

| | |
|--|--|
| PËRSHKRIMI | Larës i plotë kundër njollave super i përqendruar me tensioaktivë dhe enzima për pëlhurat |
| KARAKTERISTIKAT | Efikas në heqjen e papastërtisë së yndyrshme dhe enzimatike Garanton një bardhësi të shkëlqyer Me teknologji Proactive system mbron fibrat nga depozitimi i papastërtive dhe ndihmon në heqjen e tyre Optimizuar për përdorim me produktet e sistemit kuantik |
| MËNYRA E PËRDORIMIT DHE DOZIMI | Duhet përdorur vetëm me sistemet e dozimit automatik L-Brain Connect. Duhet përdorur gjatë fazës së paralarjes dhe larjes. Dozimi i këshilluar: 1-3 ml/kg rrobash të thata. Doza e rekomanduar i referohet përdorimit të produktit në kushte optimale. Këshillohuni me ndihmën teknike të Shërbimit Sanitec për rregullimin e dozës. |
| SPECIFIKAT | Pamja: lëng bezhë e zbehtë pH: 8,7 +/- 0,5 Pesha specifike [g/ml]: 1,040 +/- 0,020 Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim. |
| PËRPUTSHMËRIA ME PRODUKTIN | # |
| KUJDESI GJATË PËRDORIMIT DHE RUAJTJES | Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë. |
| CERTIFIKIMET/ PËRPUTSHMËRIA | Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese. |
| PËRBËRJA KIMIKE | Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë. |



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



| | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|----------|---------------|---------|--------|
| PALLETIZATION | CODE | 2052HC | EAN | 8032680390111 | | |
| | Pcs x Box | 2 | Volume L | 5 | Fl. Oz. | 169,07 |
| | Box x Layer | 18 | Peso Kg | 5,2 | Oz. | 183,42 |
| | Box x Pit | 72 | | | | |

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021