

SL

2053HC QUANTUM CHLOR



SANITEC
IGIENE SICURA

OPIS	Koncentrirano belilo za tkanine na osnovi aktivnega klora
LASTNOSTI	Zelo učinkovito sredstvo za odstranjevanje madežev, uporaben za večino tkanin Učinkovito pri nizkih temperaturah Zagotavlja visoko raven čistoče Zasnovan namensko za uporabo z izdelki sistema Quantum
NAČIN UPORABE IN ODMERJANJE	Samo za uporabo s sistemi za samodejno odmerjanje L-Brain Connect. Uporabljati ga je treba med fazo predpranja. Priporočeni odmerek: 3–9 ml/kg suhega perila. Priporočeni odmerek se nanaša na uporabo izdelka v optimalnih pogojih. V zvezi s prilagoditvijo doziranja se posvetujte s službo tehnične pomoči Sanitec Service
SPECIFIKACIJE	Videz: prosojna blede rumena tekočina pH: 13,0 +/- 0,5 Specifična teža [g/ml]: 1,250 +/- 0,020 Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.
ZDRUŽLJIVOST IZDELKA	Ne uporabljajte na najlonskih oblačilih. Optimalni pH za beljenje je 9,5 pri temperaturi ~ 30 °C. Pri pH 10,5 je mogoče prati pri temperaturi do 50 °C. Ne belite madežev klorheksidina, da ne povzročite njihove trajne spremenosti s tkanino. Pazite, da boste v fazi izpiranja popolnoma nevtralizirali belilo, da se prepreči rumenenje tkanin med likanjem
VARNOSTNI UKREPI GLEDE UPORABE IN SKLADIŠČENJA	Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam in sončni svetlobi. Dodatne podatke o uporabi in odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
CERTIFIKATI / SKLADNOST	Izdelek ne vsebuje površinsko aktivnih snovi
KEMIJSKA SESTAVA	Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2053HC	EAN	8032680390180		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	6,25	Oz.	220,46
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021