

2071HC QUANTUM SOFT

Vahemere lilled




SANITEC
IGIENE SICURA

KIRJELDUS	Ülimalt kontsentreeritud neutraliseeriv pehmendaja LÖHNA EEMALDAVA MOLEKULIGA
OMADUSED	Väldib kuivamise ja triikimise ajal elektrostaatiliste laengute kuhjumist kangal, muutes selle pehmemaks Tänu Procapsi tehnoloogiale on tagatud kauakestev lõhn Lõhna eemaldava molekuliga, mis eemaldab halvad lõhnad Optimeeritud kasutamiseks Quantum süsteemi toodetega
KASUTAMINE JA DOSEERIMINE	Kasutamiseks ainult automaatse doseerimissüsteemiga L-Brain Connect. Seda tuleb kasutada loputusfaasis. Soovitatav kogus: 1–3 ml 1 kg kuiva pesu kohta. Soovitatav doos viitab toote kasutamisele optimaalsetes tingimustes. Koguste kohandamiseks pöörduge Sanitec Service'i tehnilise toe poole
SPETSIFIKATSIOONID	Välimus: läbipaistmatu valge vedelik pH: 3,0 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.
TOOTE ÜHILDUVUS	#
KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID	Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältida ekstreemseid temperatuure. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate ohutuskaardilt.
SERTIFIKAADID/VASTAVUS	Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt Euroopa direktiivis 648/2004/EÜ ja selle hilisemates muudatustes määratletud kriteeriumitele.
KEEMILINE KOOSTIS	Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2071HC	EAN	8054633835821		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507,21
	Box x Layer	13	Peso Kg	15	Oz.	529,11
	Box x Pit	52				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021