


2073HC QUANTUM PERACETIC



APRAŠYMAS	Koncentruota balinimo priemonė, peroksiacto rūgšties pagrindu, skirta audiniams
APIBŪDINIMAS	Ypač aktyvi naudojant kaip dėmių šalinimo priemonę net spalvotiems audiniams Tinka naudoti visų tipų audiniams Geriausi rezultatai gaunami, kai temperatūra 40–70 °C Optimizuotas naudoti kartu su „Quantum“ sistemos produktais
NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS	Skirta naudoti tik automatinėse „L-Brain Connect“ dozavimo sistemose. Turi būti naudojamas per išankstinį skalavimą arba skalbiant. Rekomenduojamas dozavimas: 2–7 ml/kg sausų skalbinių. Rekomenduojant dozę remtasi produkto naudojimu geriausiomis sąlygomis. Reguluojant dozavimus remkitės „Sanitec Service“ technine pagalba.
YPATUMAI	Išvaizda: skaidrus, bespalvis skystis pH: 0,5 +/- 0,5 Santykinis svoris [g/ml]: 1,120 +/- 0,020 Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus atvejo savybių.
PRODUKTO SUDERINAMUMAS	Nenaudokite nailonui. Optimalus balinimui pH yra 9,0–10,0
ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT IR SANDĖLIUOJANT	Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikymo ribinėse temperatūrose ir tiesioginių saulės spindulių. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite saugos duomenų lape.
SERTIFIKATAI / ATITIKTIS	Produkto sudėtyje nėra paviršiuje aktyviųjų medžiagų
CHEMINĖ SUDĖTIS	Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2073HC	EAN	8054633835814		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507,21
	Box x Layer	13	Peso Kg	16,8	Oz.	592,60
	Box x Pit	52				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021