

2076HC QUANTUM SURF



SANITEC
IGIENE SICURA

DESCRIPTION	Lessive complète enzymatique super concentrée contenant des agents de surface
CARACTÉRISTIQUES	<p>Efficace pour éliminer la saleté grasse et enzymatique Garantit une blancheur optimale Grâce à la technologie Proactive System, il protège les fibres en empêchant la saleté de se redéposer dessus et facilite son élimination Optimisé pour une utilisation avec les produits du système Quantum</p>
MODE D'EMPLOI ET DOSAGE	À utiliser exclusivement avec les systèmes de dosage automatique L-Brain Connect. Il doit être utilisé pendant la phase de prélavage ou de lavage. Dosage recommandé : 1-3 ml/kg de linge sec. Le dosage recommandée se réfère à l'utilisation du produit dans des conditions optimales. Consultez le service d'assistance technique Sanitec Service pour le réglage des dosages.
SPÉCIFICATIONS	<p>Aspect : liquide beige opaque pH : 8,7 +/- 0,5 Poids spécifique [g/ml] : 1,040 +/- 0,020</p> <p>Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des spécifications.</p>
COMPATIBILITÉ DU PRODUIT	#
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE	Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les contenants d'origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations sur l'utilisation et l'élimination, consultez la fiche de données de sécurité.
CERTIFICATIONS/ CONFORMITÉ	Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures.
COMPOSITION CHIMIQUE	Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de données de sécurité.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2076HC	EAN	8054633835791		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507,21
	Box x Layer	13	Peso Kg	15,6	Oz.	550,27
	Box x Pit	52				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021