

2076HC QUANTUM SURF



SANITEC
IGIENE SICURA

LEÍRÁS	Szuper koncentrált, teljes értékű, tenzioaktív anyagokat tartalmazó enzimes mosószer
JELLEMZŐK	Hatékonyan eltávolítja a zsíros és enzimes szennyeződést Kitűnő fehérséget biztosít A Proactive System technológia védi a textilszálakat a szennyeződés visszarakódásától, és megkönnyíti annak eltávolítását A Quantum rendszer termékeivel való használatra optimalizált
HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS	Kizárólag automatikus L-Brain Connect adagoló rendszerben szabad használni. Az előmosás vagy mosás szakaszában kell alkalmazni. Javasolt adagolás: 1-3 ml/kg száraz fehérnemű. A javasolt adagolás optimális körülmények közötti termékfelhasználásra vonatkozik. Az adagolás beállításához kérje ki a Sanitec Service műszaki támogatását.
TULAJDONSÁGOK	Megjelenés: Bézs színű, matt folyadék pH: 8,7 +/- 0,5 Fajsúly [g/ml]: 1,040 +/- 0,020 A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.
A TERMÉK ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE	#
HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI ÖVINTÉZKEDÉSEK	A termék kizárólag professzionális használatra készült. Az eredeti tárolóedényben kell tartani. Szélsőséges hőmérséklettől védendő. A felhasználásra és semlegesítésre vonatkozó bővebb információk a biztonsági adatlapon találhatóak.
TANÚSÍTÁSOK / MEGFELELŐSÉG	A termékben található felületaktív anyagok a 648/2004/EK Európai Irányelv és ennek későbbi módosításaiban foglalt kritériumok szerint biológiailag lebonthatók.
KÉMIAI ÖSSZETÉTEL	A termék összetevőire vonatkozó bővebb információkat lásd a biztonsági adatlapon.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2076HC	EAN	8054633835791		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507,21
	Box x Layer	13	Peso Kg	15,6	Oz.	550,27
	Box x Pit	52				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021