

SQ

2076HC QUANTUM SURF



SANITEC
IGIENE SICURA

PËRSHKRIMI	Larës i kompletuar enzimatik me tensioaktivizues super i përqendruar
KARAKTERISTIKAT	Efikas në heqjen e papastërtisë së yndyrshme dhe enzimatike Garanton një bardhësi të shkëlqyer Me teknologji Proactive system mbron fibrat nga depozitimi i papastërtive dhe ndihmon në heqjen e tyre Optimizuar për përdorim me produktet e sistemit kuantik
MËNYRA E PËRDORIMIT DHE DOZIMI	Duhet përdorur vetëm me sistemet e dozimit automatik L-Brain Connect. Duhet përdorur gjatë fazës së paralarjes dhe larjes. Dozimi i këshilluar: 1-3 ml/kg rrobash të thata. Doza e rekomanduar i referohet përdorimit të produktit në kushte optimale. Këshillohuni me ndihmën teknike të Shërbimit Sanitec për rregullimin e dozës.
SPECIFIKAT	Pamja: lëng bezhë e zbehtë pH: 8,7 +/- 0,5 Pesha specifike [g/ml]: 1,040 +/- 0,020 Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.
PËRPUTSHMËRIA ME PRODUKTIN	#
KUJDESI GJATË PËRDORIMIT DHE RUAJTJES	Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.
CERTIFIKIMET/ PËRPUTSHMËRIA	Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.
PËRBËRJA KIMIKE	Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2076HC	EAN	8054633835791		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507,21
	Box x Layer	13	Peso Kg	15,6	Oz.	550,27
	Box x Pit	52				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021