

2077HC QUANTUM BASIC




SANITEC
IGIENE SICURA

KIRJELDUS	Leeliseline plekke eemaldav ülimalt kontsentreeritud pesuvahend
OMADUSED	Suurendab pesemislahuse leelisust, hõlbustades mustuse eemaldamist Sisaldab ladestumisvastaseid aineid, mis takistavad pesemisel kiududel eemaldatud mustuse taasladestumist Takistab kangaste halliks muutumist Optimeeritud kasutamiseks Quantum süsteemi toodetega
KASUTAMINE JA DOSEERIMINE	Kasutamiseks ainult automaatse doseerimissüsteemiga L-Brain Connect. Seda tuleb kasutada eelpesu- või pesemisfaasis. Soovitatav kogus: 1-4 ml 1 kg kuiva pesu kohta. Soovitatav doos viitab toote kasutamisele optimaalsetes tingimustes. Dooside reguleerimiseks pöörduge Sanitec Service'i tehnilise toe poole.
SPETSIFIKATSIOONID	Välimus: läbipaistev merevaigukollane vedelik pH: 13,5 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 1,320 +/- 0,020 Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.
TOOTE ÜHILDUVUS	#
KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID	Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältida ekstreemseid temperatuure. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate ohutuskaardilt.
SERTIFIKAADID/VASTAVUS	Toode ei sisalda pindaktiivseid aineid
KEEMILINE KOOSTIS	Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2077HC	EAN	8054633835784		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507,21
	Box x Layer	13	Peso Kg	19,8	Oz.	698,42
	Box x Pit	52				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021