


2078HC QUANTUM CHLOR

SANITEC®
igiene sicura



APRAŠYMAS	Koncentruota balinimo priemonė aktyvaus chloro pagrindu, skirta audiniams
APIBŪDINIMAS	Ypač aktyvi naudojant kaip dėmių šalinimo priemonę didesnei daliai audinių Efektyvi esant žemai temperatūrai Garantuoja aukšto lygio valymą Optimizuotas naudoti kartu su „Quantum“ sistemos produktais
NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS	Skirta naudoti tik automatinėse „L-Brain Connect“ dozavimo sistemose. Turi būti naudojamas išankstinio skalavimo metu. Rekomenduojamas dozavimas: 3-9 ml/kg sausų skalbinių. Rekomenduojant dozę remtasi produkto naudojimu geriausiomis sąlygomis. Reguluojant dozavimus remkitės „Sanitec Service“ technine pagalba
YPATUMAI	Išvaizda: skaidrus, šviesiai geltonas skystis pH: 13,0 +/- 0,5 Santykinis svoris [g/ml]: 1,250 +/- 0,020 Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus atvejo savybių.
PRODUKTO SUDERINAMUMAS	Nenaudokite nailonui, balinimui optimalus pH yra 9,5, kai temperatūra ~30 °C. Kada pH 10,5, galima skalbti esant 50 °C temperatūrai. Nebalinkite chlorheksidino dėmių, nes jos įsitvirtins audiniuose. Siekiant išvengti audinių pageltimo ir jų sugadinimo lyginant, įsitinkinkite, kad balinimo medžiaga buvo visiškai neutralizuota skalaujant
ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT IR SANDĖLIUOJANT	Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikymo ribinėse temperatūrose ir tiesioginių saulės spindulių. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite saugos duomenų lape.
SERTIFIKATAI / ATITIKTIS	Produkto sudėtyje nėra paviršiuje aktyviųjų medžiagų
CHEMINĖ SUDĖTIS	Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2078HC	EAN	8054633835807		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507,21
	Box x Layer	13	Peso Kg	18,75	Oz.	661,39
	Box x Pit	52				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021