

ET

2083HC QUANTUM SOFT

Argaania



| | |
|--|---|
| KIRJELDUS | Ülimalt kontsentreeritud lõhnav neutraliseeriv pehmedaja lõhna eemaldava molekuliga |
| OMADUSED | Väldib kuivamise ja triikimise ajal elektrostaatiliste laengute kuhjumist kangal, muutes selle pehmemaks Tänu Procapsi tehnoloogiale on tagatud kauakestev lõhn Lõhna eemaldava molekuliga, mis eemaldab halvad lõhnad Optimeeritud kasutamiseks Quantum süsteemi toodetega |
| KASUTAMINE JA DOSEERIMINE | Kasutamiseks ainult automaatse doseerimissüsteemiga L-Brain Connect. Seda tuleb kasutada loputusfaasis. Soovitatav kogus: 1-3 ml 1 kg kuiva pesu kohta. Soovitatav doos viitab toote kasutamisele optimaalsetes tingimustes. Koguste kohandamiseks pöörduge Sanitec Service'i tehnilise toe poole |
| SPETSIFIKATSIOONID | Välimus: läbipaistmatu valge vedelik pH: 3,0 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni. |
| TOOTE ÜHILDUVUS | # |
| KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID | Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältida ekstreemseid temperatuure. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiata ohutuskaardilt. |
| SERTIFIKAADID/VASTAVUS | Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt Euroopa direktiivis 648/2004/EÜ ja selle hilisemates muudatustes määratletud kriteeriumitele. |
| KEEMILINE KOOSTIS | Lisateavet toote koostisainete kohta leiata ohutuskaardilt. |


**PROFESSIONAL
QUALITY**


Discover further
informations on your
smartphone.



| | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|----------|---------------|---------|--------|
| PALLETIZATION | CODE | 2083HC | EAN | 8054633835746 | | |
| | Pcs x Box | 2 | Volume L | 5 | Fl. Oz. | 169,07 |
| | Box x Layer | 18 | Peso Kg | 5 | Oz. | 176,37 |
| | Box x Pit | 72 | | | | |

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021