

SR

2090HC QUANTUM BOOSTER



SANITEC
IGIENE SICURA

NAZIV	Aditiv za efikasno uklanjanje mrlja sa tkaninasa površinski aktivnim supstancama i na bazi rastvarača
KARAKTERISTIKE	Delotvoran u uklanjanju masne prljavštine, masti, krema za sunčanje, ulja za masažu, boje itd. Tehnologijom Proactive System štiti vlakna od ponovnog taloženja prljavština i olakšava njihovo uklanjanje Optimizovano za upotrebu sa proizvodima sistema Quantum
NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE	Za upotrebu samo sa sistemima za automatsko doziranje L-Brain Connect. Mora se koristiti tokom faze pretpranje ili pranja. Preporučena doza: 2-5 ml/kg suvog veša. Preporučena doza odnosi se na upotrebu proizvoda u optimalnim uslovima. Za podešavanje doziranja obratiti se tehničkoj podršci servisa Sanitec.
SPECIFIKACIJE	Izgled: Prozirna bezbojna tečnost pH: 7,0 +/- 0,5 Specifična težina [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 Gore navedeni podaci su tipične proizvodne vrednosti i ne predstavljaju specifikaciju.
KOMPATIBILNOST PROIZVODA	Poštujući preporučene metode upotrebe, može se koristiti na svim materijalima koji se obično nalaze u kuhinjama/koji se koriste za proizvodnju različitih vrsta posuđa. U slučaju nedoumica, pre upotrebe testirati kompatibilnost materijala na malom skrivenom delu.
MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA UPOTREBU I ČUVANJE	Proizvod je formulisan samo za profesionalnu upotrebu. Čuvati u originalnoj ambalaži. Izbegavati ekstremne temperature. Za više informacija o upotrebi i odlaganju pročitati bezbednosni list.
SERTIFIKACIJA/USAGLAŠENOST	Površinski aktivne supstance sadržane u proizvodu su biorazgradive u skladu sa kriterijumima definisanim Evropskom direktivom 648/2004/EZ i naknadnim izmenama.
HEMIJSKI SASTAV	Za više informacija o sastojcima proizvoda pročitati bezbednosni list.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2090HC	EAN	8054633837993		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5	Oz.	176,37
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021