

2090 TAYBUCATO WASHDET



BESCHREIBUNG	Desinfizierendes Flüssigwaschmittel.
EIGENSCHAFTEN	DESINFIZIERENDES WASCHMITTEL FÜR DIE WASCHMASCHINE TAY-BUCATO. Desinfiziert und garantiert sichere Hygiene für die ganze Wäsche, sowohl von Hand als auch in der Waschmaschine. Vor allem in den Fällen geeignet, in denen hygienisch saubere und desinfizierte Bekleidung und Wäsche notwendig ist. Das DESINFIZIERENDE WASCHMITTEL FÜR DIE WASCHMASCHINE TAYBUCATO übt eine effiziente Desinfektionswirkung aus, wäscht, desodoriert, hellt alle Kleidungsstücke aus Baumwolle, Leinen und sonstigen strapazierfähigen Geweben auf und schont dabei die Gewebefasern. DESINFIZIERENDES WASCHMITTEL FÜR DIE WASCHMASCHINE TAY-BUCATO. Desinfiziert und garantiert sichere Hygiene für die ganze Wäsche, sowohl von Hand als auch in der Waschmaschine. Vor allem in den Fällen geeignet, in denen hygienisch saubere und desinfizierte Bekleidung und Wäsche notwendig ist. Das DESINFIZIERENDE WASCHMITTEL FÜR DIE WASCHMASCHINE TAYBUCATO übt eine effiziente Desinfektionswirkung aus, wäscht, desodoriert, hellt alle Kleidungsstücke aus Baumwolle, Leinen und sonstigen strapazierfähigen Geweben auf und schont dabei die Gewebefasern.
GEBRAUCHSANLEITUNG UND DOSIERUNG	MASCHINE: Für eine Standard-Wäscheladung etwas Wasser einlaufen lassen, dann ca. 120 ml DESINFIZIERENDES WASCHMITTEL FÜR DIE WASCHMASCHINE TAY-BUCATO in die Einspülkammer geben und wie gewohnt waschen. HANDWÄSCHE: Ca. 80 ml DESINFIZIERENDES WASCHMITTEL FÜR DIE WASCHMASCHINE TAY-BUCATO in 5 Liter lauwarmem Wasser. Die Wäschestücke eintauchen und 30 Minuten einweichen lassen. Mit kaltem Wasser gut ausspülen. SCHWERER SCHMUTZ: Zum Beispiel bei Arbeitskleidung, festsitzendem Fettschmutz, vergilbter Wäsche wird empfohlen, TAY BUCATO als ZUSATZ zum normalen Waschmittel zu verwenden. Für eine Standard-Wäscheladung Waschmittel einfüllen, etwas Wasser einlaufen lassen, dann 2 Verschlusskappen DESINFIZIERENDES WASCHMITTEL FÜR DIE WASCHMASCHINE TAY-BUCATO in die Einspülkammer geben und wie gewohnt waschen.
SPEZIFIKATIONEN	Aussehen: trübe weiße Flüssigkeit pH: 9,5 +/- 0,5 Spezifisches Gewicht [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 100g Produkt enthalten: 2-Hydroxybiphenyl: 1,75g, 4-Chlor-3-methylphenol 0.75g, anionische Tenside: 5%-15%, Seifen<5%, Parfüm, Wasser Quantum satis auf 100g Die vorgenannten Daten sind typische Produktionswerte und stellen keine Spezifikation dar.
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN:	Tests zur Messung mikrobiologischer Aktivität: EN 1276 „Bakterizide Wirkung mit störenden Substanzen“, EN 1650 „Fungizide Wirkung mit störenden Substanzen“.
VERTRÄGLICHKEIT DES PRODUKTS	#
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG UND LAGERUNG	Das Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. In den Originalbehältern aufbewahren. Extreme Temperaturen vermeiden. Weitere Informationen zur Verwendung und Entsorgung finden sich im Sicherheitsdatenblatt.
ZERTIFIZIERUNGEN / KONFORMITÄT	Die enthaltenen Tenside sind nach den in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 und den späteren Änderungen festgelegten Kriterien biologisch abbaubar. Als medizinisch-chirurgisches Hilfsmittel zugelassenes Produkt - Zulassungsnummer 19458.
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG	Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen des Produkts finden sich im Sicherheitsdatenblatt.


**PROFESSIONAL
ACADEMY**


Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2090	EAN	8054633837955		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5	Oz.	176,37
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021

ITALCHIMICA SRL - RIVIERA DEI MAESTRI DEL LAVORO, 10 - 35127 PADOVA (PD) - ITALY / PHONE +39 049 8792456 - FAX +39 049 8791424 - INFO@ITALCHIMICA.IT - WWW.ITALCHIMICA.IT