

2615 SW7 PH+




SANITEC
IGIENE SICURA



| | |
|--|---|
| KIRJELDUS | pH-TASEME TÕSTJA pH-taseme korrigeerija |
| OMADUSED | <p>Optimaalse pH-väärtuse korrektseks säilitamiseks vahemikus 7,2 kuni 7,4 SW7-pH+ on mitmeid eeliseid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piirab küllastumisest tulenevat vee vahetamise vajadust ja vähendab halduskulusid - adjuvantne toime metallide nagu raua ja mangaani sadestamisel - piirab silmade ärritust |
| KASUTAMINE JA DOSEERIMINE | <p>Automaatne doseerimine: doseerige asjakohase doseerimispumbaga basseini sissevooluvette. Doseerimine käsitsi: doseerige toodet kompensatsioonipaaki või otse basseini, kui suplejaid pole. Kogus: 6–7 ml toodet ühe kuupmeetri vee kohta tõstab pH taset 0,1 võrra. TÄHELEPANU: ärge valage toodet skimmeritesse.</p> |
| SPETSIFIKATSIOONID | <p>Välimus: Läbipaistev värvitu vedelik pH: 13,5 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 1,320 +/- 0,020</p> <p>Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.</p> |
| TOOTE ÜHILDUVUS | # |
| KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID | <p>Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältida ekstreemseid temperatuure. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate ohutuskaardilt.</p> |
| SERTIFIKAADID/VASTAVUS | Toode ei sisalda pindaktiivseid aineid |
| KEEMILINE KOOSTIS | Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt. |

**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



| | | | | | | |
|---------------|-------------|------|----------|---------------|---------|--------|
| PALLETIZATION | CODE | 2615 | EAN | 8054633830239 | | |
| | Pcs x Box | 1 | Volume L | 15 | Fl. Oz. | 507,21 |
| | Box x Layer | 13 | Peso Kg | 19,8 | Oz. | 698,42 |
| | Box x Pit | 52 | | | | |

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021